

## **Näytteenotto-ohje: Riista- ja poronäytteet**

1. Näytteen koon on oltava sellainen, että mittausastia (320 ml) tulee täyteen luiden ja rasvan poistamisen jälkeen.
2. Näyte voi koostua useasta palasta, jotka saa ottaa eri kohdista eläintä. Näyte voidaan ottaa esim. ampumahaavaa siivottaessa saatavista paloista.
3. Näytteet toimitetaan laboratorioon tuoreina tai pakastettuina
4. Näytteiden mukana lähetetään jokaisesta näytteestä erikseen täytetty näytteenottotodistus
5. Näytteenoton yhteydessä kirjataan todistukseen tiedot näytteenotto paikasta, näytteen arvioidusta iästä ja sukupuolesta ja näytteenoton päivämäärä.
6. Näytteet toimitetaan laboratorioon, jonka kanssa on etukäteen sovittu näytteiden toimittamisesta ja mittaamisesta.
7. Laboratoriossa näyte paloitellaan.
8. Näyte painellaan mahdollisimman tiiviisti mittausastiaan (320 ml).
9. Mittaukseen menevä näyte punnitaan
10. Mittaus suoritetaan laboratorion mittausohjeen mukaan