

Bilaga 4:

**Provtagningsinstruktion: Vilt- och renprover**

1. Provet skall till storleken vara sådant att mätkärl (320 ml) helt fylls efter att ben och fett avlägsnats.
2. Provet kan bestå av flera bitar som kan tas på olika ställen på djuret. Provet kan till exempel tas av de bitar som erhålls då skottsåret putsas.
3. Proverna levereras till laboratoriet färska eller nedfrysta.
4. Med proverna sänds ett för varje prov separat ifyllt provtagningsprotokoll.
5. I samband med provtagningen antecknas i protokollet information om provtagningsplatsen, provets beräknade ålder och kön och provtagningsdatumet.
6. Proverna levereras till det laboratorium, med vilket man i förväg kommit överens om leverans och mätning av prover.
7. I laboratoriet skärs provet i bitar.
8. Provet pressas så tätt som möjligt i mätkärl (320 ml).
9. Provet som skall mätas vägs.
10. Mätning utförs enligt laboratoriets mättningsinstruktion.